



دستگاه اسپرموگرام مدل SQA IIc-p

این دستگاه ساخت کشور استرالیا و برای آنالیز روتین semen طراحی شده است. شامل صفحه ای است که نتایج را نمایش داده و پرینتری که برای گزارش و تهیه ی داکيومنت مورد استفاده قرار می گیرد این دستگاه برای آنالیز اسپرم از کپیلاری های ساده ای استفاده می کند که غلظت اسپرم متحرک، SIM و مورفولوژی اسپرم را در کمتر از ۷۵ ثانیه ارائه می کند

ویژگی ها:

- ✓ گزارش تعداد اسپرم، مورفولوژی، تحرک و ...
- ✓ به رقیق کردن نمونه نیازی ندارد
- ✓ مد حساسیت بسیار بالا یا آنالیز بعد از وازکتومی
- ✓ Self calibration و Self testing
- ✓ پرینتر داخلی و کیپلاری متحرک

ارائه کننده ی پارامتر های :

۱. Concentration: غلظت اسپرم های زنده در واحد حجم (میلی لیتر)
۲. Motility%: درصد اسپرم های متحرک پیشرونده
۳. Sperm Motile Index (SIM): بررسی حرکات اسپرم
۴. Morphology%: درصد اسپرم های دارای مورفولوژی نرمال
۵. Functional Sperm Concentration (FSC): تعداد اسپرم های دارای مورفولوژی نرمال و حرکت پیشرونده سریع در واحد حجم (میلی لیتر).

آدرس: مشهد، بین خیابان باستور و قائم، جنب ورودی مترو، ساختمان ۱۱۹، آزمایشگاه تخصصی نوید
تلفن: ۰۵۱-۳۸۴۴۵۷۵۷ و ۳۸۴۰۱۰۱۴